


# DIGITAL. POTENTE. ECONÓMICO.

Ha llegado el momento de avanzar a la obtención de imágenes DR.



# OBTENCIÓN DE IMÁGENES DR ACCESIBLE.

Conozca la solución para obtención de imágenes DR, diseñada para ofrecer a los consultorios privados, a las clínicas privadas o a cualquier centro de obtención de imágenes pequeño una manera accesible de pasar a DR. El software Image Suite V4 de CARESTREAM, en combinación con nuestro avanzado sistema DRX-1, le permite pasar de la obtención de imágenes tradicional en película o CR a los beneficios de DR de manera rápida, simple y a un precio muy conveniente.

Esta solución lo guía durante todo el proceso de obtención de imágenes: desde la programación de la exploración hasta su archivado, con más velocidad y comodidad que nunca. Además, proporciona la excelente calidad de imagen que solo Carestream DR puede ofrecer.

## ¿ESTÁ PENSANDO EN CAMBIAR?

La actualización a la obtención de imágenes DR puede parecer un gran paso para un centro pequeño. Tal vez se pregunte: "¿El cambio será problemático?" o "¿Tardaremos una eternidad el personal y yo en dominar la nueva tecnología?" y "¿Un sistema digital incluirá todas las herramientas de medición que necesito?". Podemos responder todas sus preguntas y ayudarlo para que la transición resulte simple y sin problemas. (Las preguntas a esas respuestas son No, No y Sí.)

### **Todo estará instalado y en funcionamiento en muy poco tiempo.**

Nuestro proceso de instalación simple le permitirá trabajar con el máximo de operatividad en pocos minutos. Generalmente, en menos de dos horas. Además, puede conservar su generador y su equipo de posicionamiento de rayos X, no es necesario equipar la sala nuevamente.

Si actualiza un sistema Vita CR de CARESTREAM con Image Suite, verá que el sistema DRX-1 con Image Suite 4 presenta una interfaz del usuario idéntica. De modo que no es necesario que aprenda a usar una nueva. Además, el detector DRX-1 emplea cartuchos exactamente iguales a los a que está usando ahora. Esto reduce al mínimo las dificultades y el tiempo de capacitación.

### **El sistema DRX-1 de CARESTREAM**

El sistema DRX-1 de CARESTREAM presenta el primer detector inalámbrico del tamaño de un cartucho. Protege la inversión en el equipo de obtención de imágenes que ya tiene y se incorpora a su sistema actual sin modificaciones, convirtiéndolo en una sala de DR. No es necesario modificar el generador ni el Bucky, tampoco quitar el soporte de pared ni la mesa o reemplazar las rejillas. Utilizará el equipo y la interfaz con los que ya está familiarizado, de modo que se sentirá cómodo y disfrutará de una mayor productividad desde el primer día.

### **Productividad de DRX**

- El detector DRX inalámbrico alimentado a baterías le da la comodidad de posicionamiento sin cables que ofrece un cartucho convencional.
- Transmite rápidamente imágenes digitales a la consola de captación de imágenes.
- Las imágenes están listas rápidamente para la visualización y el procesamiento.
- La rápida disponibilidad de las imágenes puede reducir el tiempo y las recuperaciones de imágenes, aumentar el nivel de satisfacción del paciente y proporcionar respuestas rápidas.
- Desde la consola, las imágenes pueden reenviarse rápidamente a varios destinos de red y DICOM.

### **Su opción de detectores DRX**

La opción correcta para cada aplicación.

- Detector DRX-1 para exploraciones generales
- Detector DRX-1C para aplicaciones sensibles a la dosis
- Detector DRX 2530C con diseño más pequeño para un fácil posicionamiento


### **O bien, para economizar aun más, elija un detector TDR.**

Los nuevos detectores DR de Carestream con cable, no inalámbricos, ofrecen la misma tecnología de procesamiento de imágenes, la misma interfaz del usuario y las mismas opciones de software que nuestros detectores DRX que lideran el sector, todos a un precio realmente accesible.





## IMAGE SUITE V4: LA POTENCIA DETRÁS DEL RENDIMIENTO.



### Image Suite V4: un nuevo punto de referencia de la eficacia del flujo de trabajo

Aunque nuestra solución de Visualización web permite el análisis y la administración de imágenes avanzados, ahora es completamente opcional, de modo que si no necesita el visualizador web, no es necesario que lo compre. Obtenga las imágenes de alta calidad que necesita con un sistema que se adapta perfectamente, a un precio que no afectará su presupuesto.

#### Registro acelerado

- Use el software basado en la web para el registro de pacientes remotos.
- Use nuestro menú de gráficos para seleccionar partes del cuerpo y vistas de manera rápida y simple.
- Los menús simples le permiten agregar partes del cuerpo y vistas nuevas, editar las existentes o aplicar procesamiento personalizado.

#### Imágenes de alta calidad

- Ajuste el procesamiento de imágenes con solo hacer clic en un botón; además, las barras deslizantes simples le permiten ajustar el brillo, el contraste o la latitud de la pantalla de obtención de imágenes.
- Utilice las herramientas especializadas que son ideales para quiropráctica y ortopedia.
- Admite hasta 2 sistemas DRX-1 inalámbricos o con cable para satisfacer las necesidades de los centros de rayos X.

#### Uso compartido y almacenamiento eficaz de imágenes

- Seleccione la funcionalidad opcional de visualizador web con una variedad de herramientas adicionales.
- Vea las imágenes con el paciente con la funcionalidad de visualización simple para tablet.
- Realice copias de seguridad en CD y en unidades extraíbles USB o externas para el almacenamiento fuera de línea.
- Optimice la posibilidad de uso de las imágenes con herramientas de exploración JPEG o DICOM.
- Haga posible la composición de impresión de formatos múltiples con funcionalidades independientes de edición de imagen.

# ESTIMULE LA PRODUCTIVIDAD CON LA SOLUCIÓN COMPLETAMENTE DIGITAL QUE HA ESTADO ESPERANDO



## Una comunidad de atención y soporte al cliente.

Para obtener un servicio confiable, recurra a nuestra exitosa red de Atención al cliente. Trabajamos constantemente para mejorar el rendimiento de nuestras soluciones de obtención de imágenes a fin de evolucionar junto con sus cambiantes necesidades y de ayudarlo a obtener el mayor rendimiento de su presupuesto y sus recursos. La exitosa red de Atención al cliente de Carestream lo rodea con un equipo dinámico de expertos, con un único punto de entrada para acceder de manera sencilla y personalizada a la persona indicada para cada situación. Tanto usted como sus pacientes obtendrán los beneficios de la experiencia y de las mejores prácticas que solamente Carestream puede ofrecer, basándose en miles de servicios a clientes en todo el mundo y en nuestros 100 años de experiencia en el tratamiento con imágenes médicas.



[carestream.com](http://carestream.com)

